




tepecanada.com
888-789-9928

PRÉVENIR LES COMPLICATIONS PÉRI-IMPLANTAIRES

Pour le soin des implants



Tous les types d'implants nécessitent un **bon nettoyage à la maison**. TePe offre un assortiment complet de produits permettant le maintien d'une bonne hygiène buccodentaire.



Brosses spécialisées

Les patients ont besoin d'une brosse spécialisée afin de bien nettoyer la région gingivale autour des implants.

La brosse TePe « **Implant Care™** » possède un manche **angulé** qui permet facilement l'accès interdentaire de la région linguale.

La brosse TePe **Implant** possède une tête fine avec deux rangées de soie afin de faciliter le nettoyage des faces buccales des implants.




Brosse monotouffe « Compact Tuft »

Une brosse monotouffe est idéale pour un nettoyage précis des endroits difficiles d'accès.

La brosse TePe **Compact Tuft™** et sa touffe arrondie, compacte et ferme, est idéale pour le **soin des prothèses**.



Brossette interdentaire TePe Original™.



Brossettes interdentaires

Le brossage nettoie les surfaces buccales et linguales des implants. Afin de nettoyer les régions interproximales, la brosse interdentaire est le meilleur outil. Les brosettes TePe sont disponibles dans plusieurs grandeurs, souplesse ainsi que format afin de satisfaire les besoins de tous. Leur manche est ergonomique pour une bonne prise en main et un bon contrôle. Le fil métallique est toujours **recouvert de plastique**, ce qui rend l'usage des brosettes TePe **sécuritaire** autour des implants.

Brossette TePe Angle™ aussi disponible.



0.4mm 0.45mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm

POUR COMMANDE PROFESSIONNEL

	Brosse TePe	Code	Vendu en boîte
1	Implant Care	472-368	14 ch.
2	Implant	442-100	25 ch.
3	Compact Tuft	432-100	25 ch.

Bienvenue aux nouveaux professionnels

Rendez-vous au : www.tepecanada.com

Sélectionner : [Créer un compte](#)

Pour plus d'information : Appelez-nous au **TePe Canada 888-789-9928** ou écrivez-nous au : info@tepecanada.com

