

# ACU-flow™

Matériau pour prise d'empreintes à base de polysiloxane de vinyle

Technologie de pointe en matière de formulation de matériaux pour empreinte

Polysiloxane de vinyle hydrophile

Économique et numérisable Conçu pour allier : - Rapidité  
- Contrôle  
- Précision



## ACU-flow™ ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION BR801

Non disponible aux Etats-Unis

- Prise rapide – Temps de travail 15 sec.
- Produit à duromètre élevé

**27,50 \$\***  
par cartouche de 50ml

Économisez

**10%**

- Ne s'affaisse pas
- Ne se fragmente pas
- Ne se déforme pas sous la pression de l'articulation

lors de l'achat de 6 ou plus ACU-Flow ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION (BR801)



“Enfin un bite registrator”, comme j’ai toujours rêvé.

Dr. Patrick Champagne D.M.D. Cert. Prosthodontiste, Québec



## MATÉRIAUX POUR DOUBLE EMPREINTE EN DEUX TEMPS

### ACU-flow™ CONSISTANCE LÉGÈRE PLUS LB601

**26,50 \$\***  
par cartouche de 50 ml

- Prise normale optimisée
- Temps de travail 1 min 30 s

## MATÉRIAUX POUR PORTE-EMPREINTES

### ACU-flow™ CONSISTANCE MOYENNE MB301

**26,50 \$\***  
par cartouche de 50 ml

- Prise normale optimisée
- Temps de travail 1 min 45 s

### ACU-flow™ CONSISTANCE ÉPAISE HB701

**26,50 \$\***  
par cartouche de 50 ml

- Prise normale optimisée
- Temps de travail 1 min 30 s




### Embouts mélangeurs et embouts intrabuccaux disponibles

ST - Embouts mélangeurs (petits) (48 embouts/emballage). Pour utilisation avec des matériaux à consistance (viscosité) fluide

LT - Embouts mélangeurs (grands) (48 embouts/emballage). Pour utilisation avec des matériaux à consistance (viscosité) très épaisse

OT - Embouts intrabuccaux (100/emballage). Pour utilisation avec de petits embouts mélangeurs

MT - Embouts mélangeurs (moyens) (48/emballage). Pour utilisation avec des matériaux à consistance (viscosité) moyenne



POUR COMMANDER :

# HUBERMED

info@hubermed.com  
www.hubermed.com

Tél./Télé. : 1 (888) 789.9928

MSDG – Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à la Fiche signalétique et la Fiche d'information sur le produit.

\* Le prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis. HuberMED est un distributeur autorisé d'ACU-flow.

ACU-flow est une marque de commerce de Rainbow Specialty + Health Products Inc. © 2017 HuberMED Inc. / Tous droits réservés ACU-HM - 04-04-2017 - REV-1