



Pour les principaux systèmes implantaires

- Astra Tech
- Straumann
- Branemark
- Megagen AnyRidge et plus
- Biomet 3i
- Nobel

Pilier préchargé avec guide de positionnement de pilier à friction jetable inclus



119 \$

* Ensemble de remplacement des composantes mâles **Inclus** avec tous les piliers

Ensemble de remplacement des composantes mâles



* Aussi disponible séparément **35\$** (code: CDPH) et **inclus à l'achat de piliers**



Pilier angulé 15° disponible

165 \$



* Ensemble de remplacement des composantes mâles **Inclus** avec tous les piliers

Réplique, Transfert, Tournevis et "Magic Tool" construction d'une seule pièce



Embout d'insertion utilisé pour le placement du nylon
Conception triangulaire utilisée pour placer ou retirer des piliers
Embout utilisée pour le retrait du nylon



Tournevis manuel adaptable
Embout de torque



KERATOR Transfert
KERATOR Réplique

| | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| KERATOR Réplique | DKA3854 paquet de 4 | 60 \$ |
| KERATOR Transfert | DKI4845 paquet de 4 | 60 \$ |
| KERATOR "Magic Tool" | KMT002 | 99 \$ |
| KERATOR Embout de torque | KMD519 | 69 \$ |
| KERATOR manuel adaptable | KMH001 | 70 \$ |

Remplacement de nylons

- Coiffe (Paquet de 4)

19\$



4 livres

CPW (blanc)



3 livres angulé (pour labo)

CPG (vert)



2.4 livres

CPP (rose)



1.5 livres légèrement angulé

CPO (orange)



1.2 livres

CPB (bleu)



0.5 livre très légèrement angulé

CPR (rouge)



0 livre **NOUVEAU**

CPY (jaune)



entretoise **NOUVEAU**
paquet de 4

DS (blanc)
39 \$

KERATOR

Systèmes d'attachement

| CODE | Fabriqueur | Implant | Diamètre | T. Hauteur |
|--|----------------|--------------------------|----------|------------|
| SVP CONTACTEZ-NOUS POUR LE BAR TYPE | | | | |
| AS401-406 | ASTRA TECH | 4.0(ST) | 4.0mm | 1mm-6mm |
| AS4AN | ASTRA TECH | 4.0(ST) | 4.0mm | 15degree |
| AS3508-AS356 | ASTRA TECH | 3.5 | 3.5mm | 0.8mm-6mm |
| AS35AN | ASTRA TECH | 3.5 | 3.5mm | 15degree |
| AT401-AT406 | ASTRA TECH | 1.6 Thread Aqua 3.5, 4.0 | 4.0mm | 1mm-6m |
| AT4AN | ASTRA TECH | 1.6 Thread Aqua 3.5, 4.0 | 4.0mm | 15degree |
| AS501-AS506 | ASTRA TECH | 4.5, 5.0(ST) / Lilac 5.0 | 5.0mm | 1mm-6mm |
| AS5AN | ASTRA TECH | 4.5, 5.0(ST) / Lilac 5.0 | 5.0mm | 15degree |
| BHM351-BHM356 | BIO-HORIZON | MAESTRO 3.5 (yellow) | 3.5mm | 1mm-6mm |
| BHM35AN | BIO-HORIZON | MAESTRO 3.5 (yellow) | 3.5mm | 15degree |
| BHM401-406 | BIO-HORIZON | MAESTRO 4.0 (green) | 4.0mm | 1mm-6mm |
| BHM4AN | BIO-HORIZON | MAESTRO 4.0 (green) | 4.0mm | 15degree |
| BHM501-506 | BIO-HORIZON | MAESTRO 5.0 (blue) | 5.0mm | 1mm-6mm |
| BHM50AN | BIO-HORIZON | MAESTRO 5.0 (blue) | 5.0mm | 15degree |
| BHP571-576 | BIO-HORIZON | PRODIGY 5.7 (blue) | 5.7mm | 1mm-6mm |
| BHP57AN | BIO-HORIZON | PRODIGY 5.7 (blue) | 5.7mm | 15degree |
| SP371-SP376 | IMPLANT DIRECT | 3.7 SCREWPLANT | 3.7mm | 1mm-6mm |
| SP37AN | IMPLANT DIRECT | 3.7 SCREWPLANT | 3.7mm | 15degree |
| SP471-SP476 | IMPLANT DIRECT | 4.7 SCREWPLANT | 4.7mm | 1mm-6mm |
| SP47AN | IMPLANT DIRECT | 4.7 SCREWPLANT | 4.7mm | 15degree |
| SP571-SP576 | IMPLANT DIRECT | 5.7 SCREWPLANT | 5.7mm | 1mm-6mm |
| SP57AN | IMPLANT DIRECT | 5.7 SCREWPLANT | 5.7mm | 15degree |
| B401-406 | Biomet (3l) | 4.0 (HEX) | 4.0mm | 1mm-6mm |
| B4AN | Biomet (3l) | 4.0 (HEX) | 4.0mm | 15degree |
| IN501-506 | Biomet (3l) | 4.0 (HEX) | 4.0mm | 1mm-6mm |
| IN50AN | Biomet (3l) | 5.0 (HEX) | 5.0mm | 15degree |
| CE400-406 | Biomet (3l) | Certain 4.1 | 4.0mm | 0mm-6mm |
| CE4AN | Biomet (3l) | Certain 4.1 | 4.0mm | 15degree |
| T400-406 | ITI STRAUMANN | Soft tissue level 4.8 | 4.0mm | 0mm-6mm |
| T4AN | ITI STRAUMANN | Soft tissue level 4.8 | 4.0mm | 15degree |
| CF331-336 | ITI STRAUMANN | Bone level 3.3 | 3.3mm | 1mm-6mm |
| CF33AN | ITI STRAUMANN | Bone level 3.3 | 3.3mm | 15degree |
| CF401-406 | ITI STRAUMANN | Bone level 4.0 | 4.0mm | 1mm-6mm |
| CF4AN | ITI STRAUMANN | Bone level 4.0 | 4.0mm | 15degree |
| AR401-406 | MEGAGEN | AnyRidge | Toutes | 1mm-6mm |
| AR4AN | MEGAGEN | AnyRidge | Toutes | 15degree |

| CODE | Fabriqueur | Implant | Diamètre | T. Hauteur |
|--|---------------------|--------------------------|----------|------------|
| SVP CONTACTEZ-NOUS POUR LE BAR TYPE | | | | |
| B331-336 | NOBEL BIOCARE | BRANEMARK NP | 3.3 mm | 1mm-6mm |
| B33AN | NOBEL BIOCARE | BRANEMARK NP | 3.3 mm | 15degree |
| B401-406 | NOBEL BIOCARE | BRANEMARK RP | 4.0 mm | 1mm-6mm |
| B4AN | NOBEL BIOCARE | BRANEMARK RP | 4.0 mm | 15degree |
| B501-506 | NOBEL BIOCARE | BRANEMARK WP | 4.0 mm | 1mm-6mm |
| B5AN | NOBEL BIOCARE | BRANEMARK WP | 4.0 mm | 15degree |
| SH3251-3256 | NOBEL BIOCARE | HEX-LOCK (HL) 3.25 (HEX) | 3.25mm | 1mm-6mm |
| SH325AN | NOBEL BIOCARE | HEX-LOCK (HL) 3.25 (HEX) | 3.25mm | 15degree |
| SR351-6mm | NOBEL BIOCARE | REPLACE 3.5 (HEX) | 3.5mm | 1mm-6mm |
| SR35AN | NOBEL BIOCARE | REPLACE 3.5 (HEX) | 3.5mm | 15degree |
| SR501-06 | NOBEL BIOCARE | REPLACE 5.0 (HEX) | 5.0mm | 1mm-6mm |
| SR50AN | NOBEL BIOCARE | REPLACE 5.0 (HEX) | 5.0mm | 15degree |
| CC400-06 | NOBEL BIOCARE | STERIOSS 3.8 | 4.0mm | 0mm-6mm |
| CC40AN | NOBEL BIOCARE | STERIOSS 3.8 | 4.0mm | 15degree |
| SR3530-356 | NOBEL BIOCARE | REPLACE SELECT 3.5 | 3.5mm | 0mm-6mm |
| SR35AN | NOBEL BIOCARE | REPLACE SELECT 3.5 | 3.5mm | 15degree |
| SRS430-436 | NOBEL BIOCARE | REPLACE SELECT 4.3 | 4.3mm | 0mm-6mm |
| SRS43AN | NOBEL BIOCARE | REPLACE SELECT 4.3 | 4.3mm | 15degree |
| SRS501-506 | NOBEL BIOCARE | REPLACE SELECT 5.0 | 5.0mm | 0mm-6mm |
| SRS50AN | NOBEL BIOCARE | REPLACE SELECT 5.0 | 5.0mm | 15degree |
| NA350-356 | NOBEL BIOCARE | NOBELACTIVE 3.5 | 3.5mm | 0mm-6mm |
| NA35AN | NOBEL BIOCARE | NOBELACTIVE 3.5 | 3.5mm | 15degree |
| NA450-456 | NOBEL BIOCARE | NOBELACTIVE 4.3, 5.0 | 4.0mm | 0mm-6mm |
| NA45AN | NOBEL BIOCARE | NOBELACTIVE 4.3, 5.0 | 4.0mm | 15degree |
| CO401-406 | ZIMMER - CALCITEK | OMNILOC 4.0 | 4.0mm | 1mm-6mm |
| CO40AN | ZIMMER - CALCITEK | OMNILOC 4.0 | 4.0mm | 15degree |
| CI3250-256 | ZIMMER - CALCITEK | OMNILOC 3.25 | 3.25mm | 0mm-6mm |
| CS325AN | ZIMMER - CALCITEK | OMNILOC 3.25 | 3.25mm | 15degree |
| PA350-356 | ZIMMER - PARAGON | SCREW-VENT 3.3, 3.7, 4.1 | 3.5mm | 0mm-6mm |
| PA35AN | ZIMMER - PARAGON | SCREW-VENT 3.3, 3.7, 4.1 | 3.5mm | 15degree |
| PA450-456 | ZIMMER - PARAGON | SCREW-VENT 4.5 | 4.5mm | 0mm-6mm |
| PA45AN | ZIMMER - PARAGON | SCREW-VENT 4.5 | 4.5mm | 15degree |
| PA550-556 | ZIMMER - PARAGON | SCREW-VENT 5.5 6.0 | 6.0 mm | 0mm-6mm |
| PA55AN | ZIMMER - PARAGON | SCREW-VENT 5.5 6.0 | 6.0 mm | 15degree |
| AK401-406 | Dentsupply Friadent | Ankylos 3.5,4,5,5,5 | 4.0 mm | 1mm-6mm |
| AK4AN | Dentsupply Friadent | Ankylos 3.5,4,5,5,6 | 4.0 mm | 15degree |
| AKCX401-406 | Dentsupply Friadent | AnkylosCX | 4.0 mm | 1mm-6mm |
| FX341-346 | Dentsupply Friadent | Frialit -2 &XIVE 3.4 | 3.4mm | 1mm-6mm |
| FX34AN | Dentsupply Friadent | Frialit -2 &XIVE 3.4 | 3.4 mm | 15degree |
| FX381-386 | Dentsupply Friadent | Frialit -2 &XIVE 3.8 | 3.8 mm | 1mm-6mm |
| FX38AN | Dentsupply Friadent | Frialit -2 &XIVE 3.8 | 3.8 mm | 15degree |
| FX451-456 | Dentsupply Friadent | Frialit -2 &XIVE 4.5 | 4.5 mm | 1mm-6mm |
| FX551-556 | Dentsupply Friadent | Frialit -2 &XIVE 5.5 | 5.5 mm | 1mm-6mm |

* Autres disponible

Composantes Male

- 4. Boitier métallique octogonal CDPH (octa)
- 4.0 lbs CPW (blanc)
- Angulé (pour lab) 3 lbs CPG (vert)
- 2.4 livres CPP (rose)
- 1.5 lbs. Angulé Légèrement CPO (orange)
- 1.2 lbs CPB (bleu)
- 0.5lbs. Angulé Extra Légèrement CPR (rouge)
- 0 livre NOUVEAU CPY (jaune)
- Entretoise NOUVEAU (paquet de 4) DS (blanc)

Ensemble de Remplacement Composantes Male



Boîte métal Espaceur Blanc 2.4 livres 1.2 livres Angulé Extra Légèrement

* Aussi disponible séparément 30\$ et inclus à l'achat de piliers

Réplique, Transfert, Tournevis et Magic Tool

- KERATOR Réplique
- KERATOR Transfert
- KERATOR "Magic Tool"
- KERATOR Embout de torque
- KERATOR manuel adaptable

- DKA3854
- DKI4845
- KMT002
- KMD519
- KMH001



* Ensemble de remplacement des composantes mâles **Inclus** avec tous les piliers

Pour en savoir davantage sur ce produit, visitez notre site www.hubermed.com.
 Pour parler à un représentant commercial, composez le 1 (888) 789.9928

Renseignements pour commander des produits

Numéro de catalogue Description

VOIR CI-DESSUS

KeraTor est disponible exclusivement au Canada chez HUBERMED

* Marque Déposée: Biohorizon, Astra, Ankylos Dentsupply, Zimmer® Dental, Nobel Biocare™, Straumann® Dental Implant System, Implant Direct™, Biomet 3®, Megagen AnyRidge®



HUBERMED inc.

Tél.: 1 (888) 789.9928
 Courriel : info@hubermed.com
www.hubermed.com



Pilier angulé 15° disponible